

Elektrody EKG heart+



- pediatryczne i noworodkowe
- do monitorowania i diagnostyki
- do badań holterowskich i wysiłkowych
- do „zadań specjalnych”

Aby skutecznie przeprowadzić badanie elektrokardiograficzne, należy zadbać o nieprzerwany przepływ sygnału ze skóry do aparatu EKG, co wymaga:

- dobrego przygotowania skóry pacjenta,
- najwyższej jakości elektrod **heart+ SORIMEX**,
- właściwego dopasowania elektrod do rodzaju badania.

Elektrody **heart+ SORIMEX** pozwalają zachować doskonałą jakość odbieranych sygnałów EKG w trakcie standardowych i specjalistycznych badań elektrokardiograficznych, a kompletne portfolio ułatwia dopasowanie elektrod do indywidualnych potrzeb pacjentów i personelu medycznego.

Właściwy dobór elektrod EKG zależy od typu badania, wieku pacjenta i jego cech fizycznych. Różnorodność materiałów i żeli zastosowanych do produkcji elektrod **heart+ SORIMEX** pozwala na użycie elektrod odpowiednich do indywidualnych potrzeb personelu medycznego i pacjenta.



Elektrody EKG pediatriczne i noworodkowe

heart+ z myślą o delikatnej skórze

Elektrody bez przewodów

- różnorodność kształtów i rozmiarów dla łatwego dopasowania do **najmniejszych pacjentów**
- **skuteczność monitorowania** bez względu na żywiołowość dziecka
- **hypoalergiczność** wymagana dla delikatnej skóry
- czujnik pokryty Ag/AgCl zapewniający **doskonale przewodzenie**
- czysty i **wiarygodny sygnał** dzięki zastosowaniu bezpiecznego żelu stałego

EK-S 25 PSG



Ø 25,7 mm
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 2500 szt.

EK-S 30 PSG



Ø 30 mm
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 2000 szt.

EK-S 42 PSG



42 x 36 mm
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 2000 szt.

Elektrody z przewodem

- **hydrożel** stworzony specjalnie dla elektrod noworodkowych
- szczególnie istotna w inkubatorach odporność na **wysoką wilgotność**
- możliwość **wielokrotnego repozycjonowania** elektrody podczas codziennej pielęgnacji małego pacjenta
- możliwość wykonania **badania rentgenowskich** bez zdejmowania elektrody (wyróżnienie RTG w nazwie)
- **nie pozostawiają zabrudzeń** i podrażnień
- kompatybilność z kablami EKG zakończonymi gniazdami **DIN 1,5 mm**

EK-1/23 WpHG/2j-L50




23 x 23 mm
włóknina perforowana
długość przewodu: 50 cm
opak. jedn.: 3 szt.
opak. zbiorcze: 150 szt.

EK-1/23 WpHG/2j-L50/RTG



23 x 23 mm
włóknina perforowana
długość przewodu: 50 cm
opak. jedn.: 3 szt.
opak. zbiorcze: 150 szt.

EK-1/30 PHG/2j-L50



23 x 30 mm
pianka polietylenowa
długość przewodu: 50 cm
opak. jedn.: 3 szt.
opak. zbiorcze: 150 szt.

EK-1/30 PHG/2j-L50/RTG



23 x 30 mm
pianka polietylenowa
długość przewodu: 50 cm
opak. jedn.: 3 szt.
opak. zbiorcze: 150 szt.



Elektrody EKG do badań holterowskich i wysiłkowych

heart+ specjalistyczna diagnostyka

- niezawodność zapisu przy długookresowym monitorowaniu EKG oraz badaniu stress test
- mocny klej dla stabilności elektrody, nawet gdy pacjent jest w ruchu
- codzienna aktywność pacjenta bez zakłóceń zapisu dzięki dedykowanemu mocowaniu przewodów EKG
- elastyczna pianka zapewniająca pacjentowi komfort podczas badania

EK-S 60 P	EK-S 60 PSG	EK-S 61 P	EK-S 61 PSG
			
55 x 40 mm żel ciekły pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1500 szt.	55 x 40 mm żel stały pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 2000 szt.	55 x 53 mm żel ciekły pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1200 szt.	55 x 53 mm żel stały pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1500 szt.

Elektrody EKG do „zadań specjalnych”

heart+ z dedykacją dla aktywnych

- dla pacjentów szczególnie aktywnych w trakcie badania
- najlepsze dla osób z nadmierną potliwością lub nadwagą lub niedowagą
- delikatna włóknina gwarantująca swobodne oddychanie skóry podczas całego badania w wymagających warunkach
- luźny splót włókniny idealnie dopasowujący do krzywizn ciała
- możliwość wykonania badań rentgenowskich bez zdejmowania elektrody (wyróżnienie RTG w nazwie)

EK-S 45 PSG RTG	EK-S 50 NWSG
	
45 x 42 mm żel stały pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1500 szt.	Ø 50 mm żel stały włóknina perforowana opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 2500 szt.





Elektrody EKG do monitorowania

heart+ codzienna precyzja

Elektrody jednokrotnego użycia

- elastyczność pianki stabilnie utrzymująca elektrodę, podnosząca **efektywność badania**
- czujnik pokryty Ag/AgCl zapewniający **doskonałe przewodzenie**
- **precyzyjna diagnoza** możliwa dzięki redukcji artefaktów
- różnorodność kształtów, rozmiarów i żeli dająca **komfort dopasowania** elektrody do potrzeb badania

EK-S 44 PSG

44 x 30 mm
żel stały
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 2000 szt.

EK-S 45 PSG

45 x 42 mm
żel stały
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 1500 szt.

EK-S 50 P

Ø 50 mm
żel ciekły
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 1500 szt.

EK-S 50 PSG

Ø 50 mm
żel stały
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 1500 szt.

EK-S 55 PSG

Ø 55 mm
żel stały
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 1500 szt.

EK-S 56 P

55 x 35 mm
żel ciekły
pianka polietylenowa
opak. jedn.: 50 szt.
opak. zbiorcze: 1500 szt.

Elektrody EKG do monitorowania

heart+ codzienna precyzja

Elektrody wielokrotnego użycia

- **szybka i pewna aplikacja** podczas badań spoczynkowych EKG
- możliwość zastosowania u **dorosłych i dzieci**
- **duża powierzchnia** elementu przewodzącego
- mocowanie przeznaczone do połączenia z **wtykiem 4 mm, zatrzaskiem lub klamrą**

EP-30



Ø 30 mm
elektroda przyssawkowa
dla dorosłych
opak. jedn.: 6 szt.

EP-24



Ø 24 mm
elektroda przyssawkowa
dla dzieci i dorosłych
opak. jedn.: 6 szt.

EP-15



Ø 15 mm
elektroda przyssawkowa
dla dzieci
opak. jedn.: 6 szt.

EKK-1



duża
elektroda klamrowa dla dorosłych
kolor: czerwony, żółty, zielony, czarny
opak. jedn.: 4 szt.

EKK-2



mała
elektroda klamrowa dla dzieci
kolor: czerwony, żółty, zielony, czarny
opak. jedn.: 4 szt.



SORIMEX sp. z o.o. sp. k.
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
tel. 56 657 77 20, fax 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 657 77 00 do 04
fax 56 657 77 10
e-mail: sprzedaz@sorimex.pl

the heart of experience

www.sorimex.eu